






Mode d'emploi du HandiHaler^{MD}

Aide-mémoire

1. **Relever** le capuchon protecteur.
2. **Ouvrir** l'embout buccal.
3. **Placer la gélule** dans la chambre centrale.
4. **Refermer** l'embout buccal jusqu'à ce qu'on entende un clic.
5. **Tenir** le dispositif HandiHaler verticalement et **enfoncer** complètement le bouton vert d'une seule pression, puis relâcher.
6. **Expirer** à fond, loin de l'embout buccal.
7. **Lever le menton** légèrement.
8. **Porter** le HandiHaler à la bouche et inspirer **lentement et profondément**.
9. **Retenir son souffle** de 5 à 10 secondes.
10. **Expirer**.
11. **Répéter** les étapes 6 à 8.
12. **Refermer** le capuchon protecteur.
13. **Se laver les mains**.



Mode d'emploi du HandiHaler^{MD}

1. Plier le long de la perforation et séparer la plaquette avec film thermosoudé. Relever la feuille d'aluminium jusqu'à ce qu'une seule gélule devienne complètement visible. Renverser la plaquette et sortir la gélule.
Important : Les gélules sont sensibles à la lumière et à l'humidité.
2. Relever complètement le capuchon protecteur en le tirant vers le haut; ouvrir ensuite l'embout buccal.
3. Immédiatement avant l'utilisation, placer une gélule dans la chambre centrale.
4. Refermer l'embout buccal fermement jusqu'à ce qu'on entende un clic et laisser le capuchon protecteur ouvert.
5. Tenir le dispositif HandiHaler verticalement, l'embout buccal dirigé vers le haut, et enfoncer complètement le bouton d'une seule pression, puis relâcher. Ceci perce la gélule.
6. Expirer à fond. Refermer fermement les lèvres autour de l'embout buccal. Lever le menton légèrement.
7. Inspirer lentement et profondément jusqu'à remplir complètement les poumons.
8. Ôter le dispositif HandiHaler de la bouche et compter jusqu'à dix en retenant sa respiration.
9. Répéter les étapes 6 à 8 pour prendre une deuxième dose.
10. Ouvrir à nouveau l'embout buccal. Faire tomber la gélule et la jeter. Refermer l'embout buccal et le capuchon protecteur.
11. Se laver les mains après l'utilisation pour éviter que le médicament entre en contact avec les yeux.

*** Toujours vérifier les directives qui accompagnent le dispositif HandiHaler pour le préparer et l'utiliser adéquatement. ***

Entretien du HandiHaler^{MD}

1. Nettoyer le HandiHaler au moins une fois par mois.
2. Ouvrir le capuchon protecteur et l'embout buccal, puis ouvrir la base en soulevant le bouton perforateur. Rincer complètement l'inhalateur à l'eau chaude pour enlever toute poudre restante. Ne pas utiliser de savon.
3. Laisser sécher complètement le HandiHaler à l'air, en gardant l'embout buccal, le capuchon protecteur et la base ouverts.