

Mode d'emploi du Nebulizer^{MD}

Aide-mémoire

1. **Fixer la tubulure** au connecteur du compresseur.
2. **Tourner la partie supérieure** du nébulisateur pour la détacher.
3. **Remplir** la partie inférieure du nébulisateur avec le médicament.
4. **Réassembler le nébulisateur.**
5. **Démarrer** le compresseur.
6. **Appliquer le masque sur le visage** ou **mettre l'embout buccal dans la bouche.**
7. **Faire** tout le traitement.
8. **Éteindre** le compresseur.

Mode d'emploi du Nebulizer^{MD}

1. Vérifier si le compresseur est branché et fonctionnel.
2. Fixer la tubulure du nébulisateur au connecteur du compresseur.
3. Tourner la partie supérieure du nébulisateur pour la détacher, puis mettre la quantité adéquate de médicament dans la partie inférieure. Ne pas incliner le nébulisateur.
4. Réassembler le nébulisateur, puis y fixer l'embout buccal ou le masque.
5. Démarrer le compresseur et vérifier s'il génère une brume d'inhalation adéquate.
6. Appliquer le masque sur le visage ou mettre l'embout buccal dans la bouche.
7. Poursuivre le traitement jusqu'à ce que la brume disparaisse.
8. Éteindre le compresseur.

Entretien du Nebulizer

1. Laver le masque et le nébulisateur à l'eau tiède savonneuse.
2. Bien rincer et laisser sécher à l'air après usage.