





Aide-mémoire

1. **Ouvrir** le Diskus.
2. **Pousser** la manette.
3. **Expirer**.
4. **Lever le menton** légèrement.
5. **Refermer fermement les lèvres** autour de l'embout buccal.
6. **Inspirer** rapidement et profondément.
7. **Retenir son souffle** de 5 à 10 secondes.
8. **Expirer**.
9. **Fermer** le Diskus.



Mode d'emploi du Diskus^{MD}

1. Pour ouvrir le Diskus, tenir le boîtier dans une main et poser le pouce de l'autre main sur le poussoir.
2. Pousser le pouce aussi loin que possible (jusqu'au déclic).
3. Pousser la manette autant que possible dans la direction opposée jusqu'au déclic.
4. Tenir le Diskus éloigné de la bouche. Expirer aussi complètement que possible.
5. Poser l'embout buccal sur les lèvres. Inspirer rapidement et profondément.
6. Retirer le Diskus de la bouche.
7. Retenir sa respiration pendant 10 secondes environ et expirer lentement.
8. Pour fermer le Diskus, glisser le poussoir aussi loin que possible (jusqu'au déclic).

*** Toujours vérifier les directives qui accompagnent le dispositif Diskus pour le préparer et l'utiliser adéquatement. ***

Entretien du Diskus

1. Entreposer le dispositif dans un endroit sec, et non dans un milieu humide, comme la salle de bains.
2. Le Diskus doit être fermé quand il n'est pas utilisé. On doit l'ouvrir en glissant le poussoir seulement quand on est prêt à l'employer.
3. Le Diskus doit être gardé loin du froid, de la chaleur, des rayons directs du soleil et des températures élevées (plus de 30 °C).
4. Vérifier le nombre de doses indiqué dans la fenêtre du compteur pour savoir combien il en reste. L'indicateur dans la fenêtre devient rouge quand il ne reste plus que cinq doses à inhaler.