





Mode d'emploi de l'aérosol-doseur

Aide-mémoire

1. **Retirer le capuchon protecteur.**
2. **Agiter** vigoureusement.
3. **Respirer normalement et lentement.**
4. **Expirer.**
5. **Lever le menton** légèrement.
6. Ouvrir la bouche ou fermer les lèvres autour de l'embout buccal.
7. **Inspirer** et **presser *une fois*** sur le flacon.
8. **Inspirer** lentement et profondément.
9. **Retenir son souffle** de 5 à 10 secondes.
10. **Expirer** lentement.
11. **Remettre le capuchon protecteur.**
12. **Attendre 30 secondes** si une deuxième dose est nécessaire. **Répéter** les étapes 2 à 10.



Mode d'emploi de l'aérosol-doseur

1. Retirer le capuchon protecteur de l'aérosol-doseur.
 2. Agiter vigoureusement.
 3. Respirer normalement et lentement par la bouche.
 4. Expirer.
 5. Incliner légèrement la tête vers l'arrière.
 6. BOUCHE OUVERTE : Tenir l'aérosol-doseur à une distance de 2 à 5 cm (de 1 à 2 po) de la bouche. Garder la bouche grande ouverte.
OU
BOUCHE FERMÉE : Placer l'embout buccal entre les dents et fermer les lèvres autour de celui-ci.
 7. Inspirer en pressant une fois sur le flacon. Poursuivre l'inspiration lentement et profondément par la bouche jusqu'au bout.
 8. Retenir son souffle de 5 à 10 secondes.
 9. Expirer lentement.
 10. Remettre le capuchon protecteur.
 11. Si des inhalations supplémentaires sont prescrites, attendre 30 secondes après la première, puis répéter les étapes 2 à 9 autant de fois que nécessaire.
- * Toujours vérifier les directives qui accompagnent l'aérosol-doseur pour le préparer et l'utiliser adéquatement. ***

Entretien de l'aérosol-doseur

1. Une fois par semaine, retirer le flacon de médicament du boîtier en plastique, puis laver le boîtier à l'eau tiède savonneuse. Une fois le boîtier sec, remettre le flacon de médicament en place et mettre le capuchon protecteur sur l'embout buccal.
2. Veiller à ce que le trou ne soit pas obstrué.